

✓ 活用事例 2013年より

看護学校を卒業した、
県立リハビリセンター病院の
新しい看護師30名が

模擬血管のシュミレータにて練習後に
患者に採血、点滴の
針刺しをしています

- ご指導いただいた、看護大学、病院、医師、
看護師様のご指導に感謝申し上げます。



静脈採血パット



Test Blood Kit
TS-2100



動脈採血パット

- ★ 1分間に80~84回の脈拍を再現
- ★ 模擬血液は血液タンク経由で絶えず循環
模擬血液は、水に赤色粉を微量入れてご使用ください